


# Lollie- Test zu Hause

Bitte NUR machen, wenn die Schule es sagt!



- Namen des Kindes auf den Aufkleber schreiben.
- Strichcode so auf das Röhrchen kleben →



- QR- Code mit dem Handy scannen (Kamera)
- App runterladen (SYNLAP Access App)



## In der App:

- E-Mail- Adresse eingeben


## E-Mail- Programm:

- E-Mail von SYNLAP öffnen
- auf den Link klicken
- Adresse eingeben und Passwort aussuchen




## App öffnen:

- anmelden
- Code eingeben: **N8DBE5X**
- Strichcode auf dem Röhrchen scannen →





- Tupfer aus dem Röhrchen nehmen
- **ACHTUNG: Nicht die Spitze anfassen!**
- Tupfer dem Kind geben



30sec.

- 30 Sekunden an der Spitze (Watte) lutschen.
- hin und her bewegen
- **NICHT kauen!**



- Tupfer in das Röhrchen stecken
- Röhrchen gut zu machen
- Röhrchen in die Tüte stecken
- zu kleben
- **Schnell (vor 9 Uhr) in die Schule bringen!**



- Warten, bis das Ergebnis in der App ist
- **NUR in die Schule kommen, wenn der Test NEGATIV ist**